

<i>Référence</i>	<b>CHARIOT BRANCARD DE LUX</b>
<i>E-3</i>	



### **Caractéristique :**

- Chariot brancard MANUEL en ABS avec matelas et ridelles rabattables
- cadre en acier de haute qualité, solide et agréable en apparence.
- la surface et les barrières latérales en ABS solide et agréable en apparence.
- La partie supérieure du chariot est contrôlée par un ressort à gaz, facile à contrôler.
- Hauteur réglable entre 540mm-830mm par une manivelle.
- Des roulettes anti-poussières de 150mm
- Un système de verrouillage central international supérieur,
- Mouvement du chariot est constant, fiable et silencieux.
- 5<sup>ème</sup> roue rétractable pour système de direction