

<i>Référence</i>	LIT 03 POSITIONS
<i>B-16</i>	



Caractéristique :

- Dimensions : L 2140 x L 940 x H 500 mm
- Repose dossier réglable de 0°-70°
- Repose jambe réglable de 0°-35°
- Panneaux tête
- cadre de lit en matière plastique ABS amovible s, réglables avec sabots de sécurité
- Hauteur fixe
- Structure en acier peinte en matière anti Bactérie
- Barrières de sécurité en alliage d'acier et aluminium avec verrouillage
- Quatre roulettes diamètre 125 avec freinage