

<i>Référence</i>	<b>LIT 2 POSITIONS DE LUXE</b>
<i>B-21-3</i>	



**Caractéristique :**

- Lit d'hospitalisation manuel avec relève buste:
- Dimensions : (L)2120 mm \*(W)\*980 mm\* (H)500mm
- Cadre de lit revêtu en époxy.
- Panneaux tête et pied de lit amovibles en ABS de haute qualité
- Relève buste : 0°-70°±2°
- Gardes latéraux amovibles en aluminium.
- 4 roues pivotantes diamètre 125mm avec frein.