

<i>Référence</i>	<b>LIT DE PARC PEDIATRIQUE SIMPLE</b>
<i>SKX-03-1</i>	



**Caractéristique :**

- Dimensions: 1600 mm (L)x 640mm (W) x1040mm(H)
- Cadre de lit fabriqué à partir de tubes d'acier rectangulaires légers
- Haut de draps de lit en acier perforé,
- Quatre roulettes silencieuses de 125mm avec freins
- Autocollant de dessin animé sur le panneau de tête / pieds
- Matelas