

<i>Référence</i>	TABLE GYNECOLOGIQUE ELECTRIQUE
<i>A99 8</i>	



Caractéristiques

- Table obstétrique électrique
- Taille (L * W * H) 1450 * 600 * 580mm
- Réglage en hauteur ≥ 420 mm
- Panneau arrière vers le haut $\geq 70^\circ$
- Panneau arrière vers le bas $\geq 20^\circ$
- Planche de siège vers le haut $\geq 40^\circ$
- Planche assise vers le bas $\geq 0^\circ$
- cadre de lit est en acier au carbone de haute qualité avec une finition cuite.
- matelas en mousse moulée de bonne forme et facile à nettoyer.
- Avec un panneau auxiliaire intégré.

Accessoires :

- Cadre de lit
- Barres à main
- Support de jambe avec coussin
- Pied pédale
- Bassin d'eaux usées en acier inoxydable