

<i>Référence</i>	TABLE GYNECOLOGIQUE
<i>B-42-1</i>	



Caractéristique :

- Dimension : 1680mm (L) * 620mm (W) * 800mm (H)
- cadre revêtu d'époxy,
- Dessus d'éponge de qualité avec la couverture en cuir artificiel.
- Trois sections,
- Dossier (réglé par ressort à gaz),
- Fonction genouillère (Commandé par un système mécanique d'engrenage).
- Dispositif de support de jambe double, avec un bol S.S. sous la table.
- Base avec pédale, pied avec caoutchouc antibruit.