

<i>Référence</i>	<b>LIT ELECTRIQUE 5 FONCTIONS</b>
DA-8	



### Caractéristique

- voltage: 110V~120V, 50HZ~60HZ or 220V~230V
- Moteur T-mouvement avec batterie
- 5 positions
- Dimension : 2140mm(L)\*940mm(W)\*480/730mm(H)
- Cadre de lit stable et fiable couvert en époxy
- Panneaux tête/pied et barrière latérales en ABS haute qualité.
- Roulette de 125mm, avec système de verrouillage centralisé.
- Positionnement :
  - retour reste:  $0-80 \pm 2^\circ$
  - reste au genou:  $0-35 \pm 2^\circ$
  - haut-bas: 460 ~ 750mm
  - Déclive  $20 \pm 2^\circ$
  - Proclive  $20 \pm 2^\circ$