

<i>Référence</i>	TABLE OPERATOIRE MUTLIPOSITIONS
<i>A100-4A</i>	



Caractéristique :

- Table d'opération électrique
- Dimension : 2060 * 500 * 710-1010MM (L * W * H)
- hauteur réglable par moteur, entre 710 et 1010 mm
- position inverses de trendelenburg (25 °) et de trendelenburg (25 °)
- Toute la table peut basculer à droite / à gauche de 15 ° / 15 °
- La tête de lit, ascendante de 0 à 40 °, descendante de 0 à 90 °
- Le panneau arrière, ascendant de 0 à 90 °, descendant de 0 à 15 °
- Altitude du pont rénal : 0-110mm
- Coulissement horizontal : 350mm
- jambières écartable à 90 °..

Accessoires standard :

- 1 Cadre de lit
- Matelas
- 1 support anesthésique
- 2 Support d'épaule
- 2 Support des jambes
- 1 Commande manuelle