

<i>Référence</i>	Moniteur de surveillance 5 paramètres
<i>SK-EM032</i>	



Caractéristiques :

- Ecran LCD couleur TFT haute résolution de 12,1 pouces.
- 5 paramètres standard de base: ECG, PNI, SpO2, RESP, 2-Température, fréquence cardiaque (HR).
- Affichage des formes d'ondes ECG 3/5 dérivation, 7 max.
- interface d'opération humanisée; Multi-langue disponible.
- Alarme sonore et visuelle et limites d'alarme réglables.
- Port mini USB / OTG, emplacement pour carte SD, port SIM (3G), USB pour transférer les données du patient vers le PC.
- Batterie Li-ion rechargeable à haute énergie.
- Analyse d'arythmie et analyse de segment S-T