

Référence	ECG 12 PISTES
SK EM103	



Caractéristique

- ECG 12 pistes avec interprétation
- Acquisitions 12 dérivationes simultanées
- Enregistrement manuel et auto
- Inspection de stabilisation de la ligne de base
- Convertisseur A/D : 14 bits
- Taux d'échantillonnage : 1000 HZ
- Filtre d'interférence : filtre AC ; Filtre EMG ;
- CMMR > 100db
- Fonction USB de support (optionnel)
- Clavier silicium alphanumérique complet
- Supporte le stockage sur disque U
- Écran LCD TFT 7 couleurs