

<i>Référence</i>	<b>TABLE OPERATOIRE ELECTRO HYDRAULIQUE</b>
<i>A202</i>	



**Paramètres techniques:**

- ► L externe L \* W \* H ----- 2000 \* 500 \* (750-1050) mm
- ► Ajustement longitudinal ----- 0-295mm
- ► Trendelenburg inversé ----- 0-22 °
- ► Trendelenburg ----- 0-25 °
- ► Élévation du pont de Sydney ----- 0-80mm
- ► Inclinaison latérale gauche / droite ----- 0-20 °

**AVEC accessoires :**

**Accessoires standard :**

- Cadre de lit
- Matelas
- Support d'épaule avec coussin
- Accoudoir avec coussin \*
- Pont du rein poignée
- Support des jambes avec coussin
- Support de pied
- Commande manuelle