

<i>Référence</i>	<b>CHARIOT DE MEDICAMENT</b>
<i>SK32</i>	



### **Caractéristique :**

- Dimensions: dessus de table en affaissement de L 625 \* L 475 \*H 920 mm,
- Panneau supérieur en ABS, conception en affaissement
- Clôture en acier inoxydable
- serrure centrale,
- Quatre petits tiroirs, un tiroir central et un grand tiroir,
- Séparateur intérieur 3x3,
- Espace libre; Pour toutes sortes de médicaments et magasin de matériel.
- Avec porte sac et poubelle
- Roulettes silencieuses luxueuses de 4 pouces.
- Deux roulettes avec frein,